

	<u>ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE</u>	Platné od: 17. 2. 2026
	MMN, a.s., nemocnice Jilemnice Metyšova 465 Jilemnice 514 01	Strana: 1 z 1
Metodický list č. 1/2026		

Vážení lékaři, vážené sestry,

od 19. 2. 2026 zavádíme **vyšetření Lipoproteinu (a)**

Název metody: Lipoprotein (a)

Zkratka: Lp(a)

Jednotky: nmol/l

Princip stanovení: Imunoturbidimetrie

Analyzátor: DxC 700 AU, Beckman Coulter, reagentie f. Sentinel Diagnostics

Odběr: krev, **zkumavka s červeným nebo zlatým uzávěrem**, v případě statinu lze i zkumavka se zeleným uzávěrem a separačním gelem (Li-heparin)

Vyšetřovaný materiál: sérum, plazma (Li-heparin)

Dostupnost vyšetření: denně, statim i rutina; výsledky v režimu statim dostupné 60 minut od příjmu do laboratoře, v režimu rutina dostupné do 8 hodin od příjmu do laboratoře.

Možnost doordinace: do 48 hodin od odběru

Výkony: 81541 (69 bodů)

Omezení výkonu frekvencí: 1x/1 den

Zadání do LIS Akord (elektronická SMART žádanka): Laboratoř biochemie – JILEMNICE Biochemie – Lipidový soubor

Zadání na papírové žádanky OKB Jilemnice: zařazeno na žádanku od verze č. 16 (platná od 1. 2. 2026), na verze starší prosíme dopsat ručně

Referenční meze Lipoprotein (a), nmol/l (S, P):

Věk	Pohlaví	Referenční meze
0 – 150 let	bez rozlišení	0,0 – 75,0

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagentie, Sentinel Diagnostics

Soška V et al. Měření koncentrace lipoproteinu(a): co a jak měříme a kudy dál?, AtheroRev 2023; 8(3): 172–176

Upozorňujeme, že přepočítání mezi jednotkami látkové koncentrace (nmol/l) a jednotkami hmotnostní koncentrace (g/l) není s ohledem na heterogenitu Lp (a) možný.

Jakékoliv dotazy ráda zodpovím na níže uvedených tel. číslech nebo emailem.

Děkuji za spolupráci

Ing. Barbora Gottwaldová
vedoucí Oddělení klinické biochemie
MMN, a.s., nemocnice Jilemnice
tel.: 481 551 340, 737 383 674
barbora.gottwaldova@nemjil.cz