

	ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE MMN, a.s., nemocnice Jilemnice Metyšova 465 Jilemnice 514 01	Platné od: 8. 10. 2024
	Metodický list č. 9/2024	Strana: 1 z 1

Vážení lékaři,

od 14. 10. 2024 zavádíme vyšetření thyreoglobulinu.

Název metody: Thyreoglobulin

Zkratka: Tg

Jednotky: µg/l

Princip stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)

Analyzátor: Dxl 800, Beckman Coulter

Odběr: krev, zkumavka s červeným uzávěrem, lze i zkumavka se zeleným uzávěrem

Vyšetřovaný materiál: sérum, Li-heparin plazma

Dostupnost vyšetření: denně, **pouze rutina**, výsledky dostupné do 8 hodin od příjmu do laboratoře

Možnost doordinace: do 48 hodin od odběru

Interference: se stanovením thyreoglobulinu výrazně interferují přítomné protilátky proti thyreoglobulinu (anti-Tg). **Vyšetření Tg se u pozitivních anti-Tg nedoporučuje, výsledky nemusí být validní.**

Výkony: 93199 (279 bodů)

Omezení výkonu frekvencí: 1x/1 den

Zadání do LIS Akord (elektronická SMART žádanka): Laboratoř biochemie – JILEMNICE Biochemie – Štítná žláza

Zadání na papírové žádanky OKB Jilemnice: na současnou verzi č. 12 a starší prosíme dopsat ručně, od nové verze bude zařazeno mezi vyšetření bloku Štítná žláza (str. 2).

Referenční meze Thyreoglobulin, µg/l (S, P), bez rozlišení pohlaví:

0 – 150 let	1,6 – 50,0
-------------	------------

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagentie, Beckman Coulter

Jakékoliv dotazy ráda zodpovím na níže uvedených tel. číslech nebo emailem.

Děkuji za spolupráci

Ing. Barbora Gottwaldová
vedoucí Oddělení klinické biochemie
MMN, a.s., nemocnice Jilemnice
Metyšova 465
514 01 Jilemnice
tel.: 481 551 340, 737 383 674
e-mail: barbora.gottwaldova@nemjil.cz