

**ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE****MMN, a.s., nemocnice Jilemnice
Metyšova 465
Jilemnice 514 01**

Platné od: 17. 1. 2025

Strana: 1 z 1

Metodický list č. 1/2025

Vážení lékaři,

od 17. 1. 2025 zavádíme vyšetření kalcitoninu v séru.**Název metody:** Kalcitonin**Zkratka:** Kalc**Jednotky:** ng/l**Princip stanovení:** chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA)**Analyzátor:** Liaison XL, Diasorin**Odběr:** krev, zkumavka s červeným nebo zlatým uzávěrem**Vyšetřovaný materiál:** sérum**Dostupnost vyšetření:** pouze rutina, obvykle úterý a čtvrtek, výsledky dostupné do 5 pracovních dní od příjmu do laboratoře**Možnost doordinace:** nelze doordinovat**Stabilita vzorku:** při pokojové teplotě je stabilita 2 hodiny od odběru, vzorek je nutné urychleně dodat do laboratoře k dalšímu zpracování před analýzou.**Pro žadatele mimo MMN, a.s., nemocnice Jilemnice doporučujeme využít Odběrové místo OKB v nemocnici v Jilemnici nebo vzorek odeslat svozovou službou za dodržení teploty 2 – 7°C.****Interference:** se stanovením mohou interferovat heterofilní protilátky ve vyšších koncentracích, RF nad 150 kU/l.**Výkony:** 93141 (384 bodů)**Omezení výkonu frekvencí:** 1x/1 den**Zadání do LIS Akord (elektronická SMART žádanka):** Laboratoř biochemie – JILEMNICE Biochemie – Kostní metabolismus**Zadání na papírové žádanky OKB Jilemnice:** na současnou verzi č. 13 a starší prosíme dopsat ručně, od nové verze bude zařazeno mezi vyšetření bloku Kostní metabolismus (str. 2).**Referenční meze Kalcitonin, ng/l (S):**

Věk	Pohlaví	Referenční meze
0 – 150 let	mužské	0 – 11,80
0 – 150 let	ženské	0 – 4,80

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce reagentie, Diasorin

Jakékoliv dotazy ráda zodpovím na níže uvedených tel. číslech nebo emailem.

Děkuji za spolupráci

Ing. Barbora Gottwaldová
vedoucí Oddělení klinické biochemie
MMN, a.s., nemocnice Jilemnice
Metyšova 465
514 01 Jilemnice
tel.: 481 551 340, 737 383 674
e-mail: barbora.gottwaldova@nemjil.cz